































Beschreibung	
Power Add-On inklusive Joystick, Lithium-Rack 19 Ah, Ladegerät und Anti-Tipp	
Zusatzgewicht: 8,8 kg, Maximales Benutzergewicht: 120 kg, Höchstgeschwindigkeit: 10 km / h	
Maximale Neigung: 6 ° (11%) Max. Hindernishöhe: 6 cm	
24 Monate Garantie, Batterie 12 Monate	
<b>Preis Light Drive 2.1</b> (Art-Nr.: 840-000)	<b>Fr. 8'450.00</b>
<b>Preis Light Drive Assist 2.1</b> (Art-Nr.: 880-000)	<b>Fr. 8'150.00</b>

Fachhändler	
<b>Bestelldatum:</b>	/ /
<b>Bestellnr./Kom.</b>	
<b>Händler/Kunde:</b>	
Bemerkungen:	

✈ *Beachten Sie die geltenden IATA-Vorschriften (62. Ausgabe 2021).*

Modell	LIGHT DRIVE 2.1	LIGHT ASSIST 2.1								
Farben	CLASSIC					CLASSIC				
	 black	 white	 blue	 red	 khaki	 black	 white	 blue	 red	 khaki
	Quantity ▼					Quantity ▼				
	METALLIC					METALLIC				
	 midnight blue	 grey	 silver	 copper	 champagne gold	 midnight blue	 grey	 silver	 copper	 champagne gold
	Quantity ▼					Quantity ▼				
	TRENDY					TRENDY				
	 sky blue	 pink	 green	 yellow	 orange	 sky blue	 pink	 green	 yellow	 orange
	Quantity ▼					Quantity ▼				
Rollstuhl	Marke:					Modell:				
	Faltrahmen:					Festrahmen:				
	Breite zwischen den Rädern:					Anbau durch Gloor		Anbau anderweitig		
	SH vorne / hinten:					(Ab Fr. 390.- exkl.), nach Aufwand				

OPTIONEN				
OPTION	Art-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Preis
Bedienung	240-106	Zusätzliche Fahrpulthalterung + Fixierungssatz		<b>80.50</b>
	770-035	Dual-Fahrpult (Fahrer/Begleitperson)		<b>780.00</b>
Zubehör	500-067	Autoladegerät Li-Batterien (Zigarettenanzünder)		<b>304.50</b>
	400-095	Radschutz		<b>81.50 (Paar)</b>
	750-010	Schwalbe Marathon Plus Bereifung 24"x1		<b>182.20 (Paar)</b>
	750-035	Schwalbe Marathon Plus Bereifung 22"x1 489		<b>220.50 (Paar)</b>
Batterie		19 Ah (nicht IATA - konform)		<b>Standard</b>
		12 Ah anstelle 19Ah (IATA - konform)		
		12 Ah zusätzlich		<b>640.00</b>

# MASSBLATT FÜR DIE BESTELLUNG EINES ZUSATZANTRIEBES

Datum:                                      Offerte                                       Bestellung

Bearbeiter:

Fachhändler / Kunde:
----------------------

## Rollstuhl-Angaben:

Marke: ..... Modell: .....

Sitzbreite: ..... Bedienung (Li/Re) .....

Steckachsen: Ja  Nein       Faltbar: Ja  Nein       Trommelbremsen: Ja  Nein   
(Müssen u.U. demontiert werden)

Sitzhöhe hinten: ..... Sitzhöhe vorne: .....

## Zusätzliche Angaben nur für Light Drive 2 / Plus / Assist:

Breite zw. den Rückenrohren .....      Breite zw. den Hinterrädern .....  
(Innenkant)                                      (Mitte Pneu bis Mitte Pneu)

Besonderes:































# GLOOR REHAB. & Co AG

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL  
Tel. 062 299 00 50 • Fax 062 299 00 53  
mail@gloorrehab.ch www.gloorrehab.com

Description	
Motorisation y compris Joystick, Lithium-Rack 19 Ah, Chargeur et anti-bascule, Poids supplémentaire: 8,8 kg, poids maximal de l'utilisateur: 120 kg, vitesse maximale: 10 km / h inclinaison maximale : 6 ° (11%), Max. Hauteur de l'obstacle: 6 cm, 24 mois de garantie, batterie 12 mois	
<b>Prix Light Drive 2.1</b> (Art-Nr.: 840-000)	<b>Fr. 8'450.00</b>
<b>Prix Light Drive Assist 2.1</b> (Art-Nr.: 880-000)	<b>Fr. 8'150.00</b>

Revendeurs / Client	
<b>Date:</b>	/ /
<b>Nr./Kom.</b>	
<b>Distributeur / client:</b>	
Remarques:	

✈️ *Respecte la réglementation IATA en vigueur (62e édition 2021).*

Modèle	LIGHT DRIVE 2.1					LIGHT ASSIST 2.1				
	Couleurs	CLASSIC					CLASSIC			
										
Quantity ▼					Quantity ▼					
METALLIC					METALLIC					
										
Quantity ▼					Quantity ▼					
TRENDY					TRENDY					
										
Quantity ▼					Quantity ▼					
Fauteuil roulant	Marque :					modèle :				
	Cadre pliable					Cadre rigide				
	Largeur entre les roues :					Fix. par Gloor		Sans Fixation		
	Haut. av. / arr.:					(A partir de Fr. 390.- excl.), selon le travail effectué				

## OPTIONS

OPTION	Art-Nr.:	Désignation	Quantité	Prix
Utilisation	240-106	Support de tablet mobile supplémentaire + kit de fixation		<b>80.50</b>
	770-035	Tablet de conduite double (conducteur/accompagnateur)		<b>780.00</b>
Accessoires	500-067	Chargeur de voiture batteries Li (allume-cigare)		<b>304.50</b>
	400-095	Protection des roues		<b>81.50 (Paar)</b>
	750-010	Pneus Schwalbe Marathon Plus 24 x 1		<b>182.20 (Paar)</b>
	750-035	Pneus Schwalbe Marathon Plus 22" x 1		<b>220.50 (Paar)</b>
Batterie		19 Ah (pas IATA - conforme)		<b>Standard</b>
		12 Ah au lieu de 19Ah (IATA - conforme)		
		12 Ah additionnel		<b>640.00</b>

# Feuille de mesures pour la commande d'un entraînement

Date:    Offre     Commande

Responsable:

Revendeur / client :

## Fauteuils roulant

Marque: ..... Modèle:.....

Largeur d'assise:..... Joystick (droite / gauche) .....

Axes enfichables: Oui  Non     Pliable: Oui  Non     Freins à tambour: oui  Non   
(Doivent éventuellement être démontés)

Hauteur d'assise arrière: ..... Hauteur d'assise avant:.....

Indications supplémentaires uniquement pour Light Drive 2 / Plus / Assist :

Largeur entre les tubes du dossier .....    Largeur entre les roues arrière .....  
(bord intérieur)    (du milieu au milieu du pneu)

Spécial :

## **GLOOR REHAB. & Co AG**

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL  
Tel. 062 299 00 50 • Fax 062 299 00 53  
mail@gloorrehab.ch www.gloorrehab.com